



CareLyte *Plus*

兽医实验室的选择



diamonddiagnostics.com/carelyteplus

CareLyte *Plus*



参数	检测范围	分析精度 ¹	显示精度
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
尿 ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-典型的运行内 (n=30) 血液、血清、血浆

2-通常不在尿样中测量钙和锂

3-(60-120) 需要额外稀释

功率

100-240V, 50W 最大限度

50-60 Hz, 1.6A 最大限度

大小和重量

13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs

335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

环境条件

湿度: < 85%

室温: 60-90°F (15-32°C)