



CareLyte *Plus*

La Elección Para Los Laboratorios Veterinarios

CareLyte *Plus*

Entrada del Usuario
Pantalla Táctil de 5"
Acceso Remoto

Almacenamiento de Datos
10,000 Resultados del Paciente
10,000 QC Resultados por Nivel

Conectividad
LAN, Wifi, 4 puertos USB
RS232, LIS

Tiempo de Análisis
28 seg (512/hora)

Calibración
2 Puntos Cada 4 Horas
1 Punto después
de Cada Medición
En Demanda

**Número de
Parámetros**
5 Total
4 (Simultáneamente)

Apoyo
Interfaz de Servicio en Línea

Tamaño de Muestra
Sangre Entera, Suero(95 µl)
Plasma, QCs (95 µl)
Orina (180 µl)

Idiomas
English, 中文, Français, Deutsch,
Italiano, 日本語, 한국어, Português,
Русский, Español, Türkçe, Bahasa Indo

Opciones Veterinarias
Felino, Canino, Bovino, Equino,
Porcino, Ovino, Murino o Abierto

Parámetro	Rango de Detección	Reproducibilidad ¹	Resolución
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Orina ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-Típico dentro de la serie (n=30) Sangre, suero, plasma

2-El calcio y el litio no suelen medirse en muestras de orina

3-(60-120) requiere dilución adicional

Fuente de Poder
100-240V, 50W máximo
50-60 Hz, 1.6A máximo

Tamaño y Peso
13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

Condiciones de Ambiente
Humedad: < 85%
Temperatura de Cuarto : 60-90°F (15-32°C)